



(11) 94347-7588 VENDAS@TERVAC.COM.BR

BOLSA TÉRMICA COM GEL

A BOLSA TÉRMICA DE GEL É INDICADA PARA TRATAMENTOS A QUENTE OU A FRIO, TRATAMENTO E ALÍVIO DAS DORES CRÔNICAS E AGUDAS, DORES NA COLUNA, LESÕES MUSCULARES, CONTUSÕES, TORCICOLOS, INFLAMAÇÕES, FEBRES, CÓLICAS, HEMATOMAS, EDEMAS, PÓS-OPERATÓRIOS DE CIRURGIAS PLÁSTICAS ENTRE OUTROS.



BOLSA TÉRMICA P
13,5 X 8 CM

BOLSA TÉRMICA G
13,5 X 18 CM



(11) 94347-7588 VENDAS@TERVAC.COM.BR

BOLSA TÉRMICA COM GEL - CRISTAL

A BOLSA DE GELO NÃO CONGELA, PERMANECE FLEXÍVEL MESMO A TEMPERATURA DE 15 GRAUS NEGATIVOS



BOLSA TÉRMICA GEL CRISTAL

**RETANGULAR
13 X 25 CM**

BOLSA TÉRMICA GEL CRISTAL

**QUADRADO
17 X 20 CM**

BOLSA TÉRMICA



QUENTE

INDICAÇÃO: Lesões musculares (entorses, contusões, distensões, lacerações), dores na coluna, dores reumáticas, estresse muscular, cefálias, dores crônicas e agudas, processos inflamatórios (abscessos, lesões localizadas) e dores de ouvido.

MODO DE USAR: MICROONDAS: Aquecer inicialmente a bolsa por 1:30 minutos, caso não tenha atingido a temperatura desejada, repetir a operação de 15 em 15 segundos, até obter a temperatura desejada. FOGÃO: Ferver 2 litros de água, desligar o fogo e mergulhar a bolsa na água quente de 2 a 3 minutos.



DELADA

INDICAÇÃO: Lesões musculares (entorses, contusões, distensões), febre, hematomas, hemorragias, edemas, dores agudas (cabeça/dente), processos inflamatórios e pós-operatórios de cirurgias plásticas, cirurgias faciais, queimaduras e picadas de insetos.

MODO DE USAR: GELADEIRA: Deixar a bolsa na geladeira de 2 a 4 horas antes de utilizar, ou até obter o resfriamento desejado. CONGELADOR: Deixar a bolsa por 1 hora para permanecer flexível e se moldar ao corpo.

CUIDADOS:

- Caso a bolsa enfrite durante o aquecimento, desligue imediatamente o forno e aqueça novamente.
- Nunca reutilizar bolsa esfolada, frita ou queimada devido ao gel quente.
- Não utilizar objetos pontiagudos para retirar a bolsa da água quente.
- Recomenda-se proteger o corpo com uma malha enquanto a bolsa estiver muito quente.
- Não manter na geladeira por mais de 24h, pois o plástico pode tornar-se quebradiço.

CONSERVAÇÃO: Quando não estiver em uso, conserve ao abrigo de calor, de luz e de umidade.

COMPOSIÇÃO: Produto atóxico - gel a base de celulose vegetal, conservante, pigmento e plastificante.



NÃO CONGELA

TERMOGEL, INC. COM. PRODUTOS DE ESTÉTICA LTDA
Rua Cons. Ema de Carvalho, 629 - São Paulo - SP - CEP: 04373-000
tel: 11 5563 7237 - CNPJ: 01.152.141/0001-92 - Insc. Est. Paulista
Quem. Resp. Elana Nami Toyota - CRO N.º 04342776
Reg. Anvisa n.º 80025590005



7 896085 111136

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
11 5563 7237

VÁLIDA ATÉ MAIO/2017



(11) 94347-7588 VENDAS@TERVAC.COM.BR

BOLSA TÉRMICA BABY COM BLISTER



BOLSA TÉRMICA BABY

2,1 X 17 CM

BOLSA TÉRMICA GEL PARA OMBROS E CERVICAL



BOLSA GEL OMBRO

15 X 5,2 X 19,4 CM